

# Baudrier Handispel : destiné aux personnes présentant des déficiences des membres inférieurs.

Conçu par le groupe Spéléo et Canyon Pour Tous

Réalisé et commercialisé par Résurgence.

3 positions d'accrochage  
en fonction du centre de gravité

Réglage de l'inclinaison

Sangles de maintien  
des cuisses ne comprimant  
pas la circulation sanguine

Dos matelassé , isolant


Assise rigide , matelassée, isolante

Poignée d'aide  
à la progression  
placée sous l'assise

Poignée d'aide  
à la progression  
placée sous l'assise

Assise rigide

# Longe de traction



Elle facilite le franchissement des amarrages pour les personnes ne pouvant se soulever avec les jambes.

Blocage et déblocage de la longe avec le microtraction

Noeud d'arrêt

La force à appliquer est égale au tiers du poids du pratiquant

elle permet de se soulever en utilisant uniquement la force des bras . Le système se bloque à la demande.



Eric utilise le Baudrier handispél et la longe de traction pour progresser en autonomie sur agrès. (Mai 2013)





Fédération Française  
de Spéléologie

David utilise le Harnais Handispél  
sur une tyrolienne durant les  
Journées Nationales de la Spéléologie  
et du Canyon 2013 à Vitrolles(13)



Un stock de matériel spécifique est à la disposition des clubs pour organiser des journées de découverte de spéléologie ou du canyonisme.

Contacteur: Serge Fulcrand CTN

[fulcrand.serge@wanadoo.fr](mailto:fulcrand.serge@wanadoo.fr)

Tel: 06 87 20 99 80

